

Šijacu lumbalni masažer

Mode LM 1503

Snaga: 24 W; Izlaz: 12V DC 2A



Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda, da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu i da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Ova uputstva su veoma važna. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate pre korišćenja uređaja. Proizvođač i distributer ne snose nikakvu odgovornost za nepravilno korišćenje proizvoda, niti za bilo koju drugu upotrebu koja nije opisana u ovom uputstvu.
- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za upotrebu kod kuće. Nemojte koristiti ovaj uređaj na otvorenom. Nikada ga ne ostavljajte da bude izložen klimatskim uticajima kao što su kiša, sneg, sunce, itd.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj sa produžnim kablom ili uključenim tajmerom.
- Pre nego što povežete uređaj na mrežu, proverite da li su kabl i utikač u ispravnom stanju. Takođe proverite da li je napon koji je naznačen na uređaju odgovarajući za električne instalacije koje imate.
- Ukoliko otkrijete da su kabl za napajanje ili utikač oštećeni, nemojte upotrebljavati uređaj ili pokušavati da sami zamenite kabl. Obratite se odmah našem servisu.

- Ne postavljajte i ne koristite masažer u kupatilu ili na sličnim mokrim/vlažnim prostorima s obzirom da takva sredina može skratiti vek trajanja masažera.
- Ne izlažite masažer direktnoj sunčevoj svetlosti i ne ostavljajte ga u blizini grejalica i drugih izvora toplote. Nemojte potapati masažer niti bilo koji njegov deo u vodu ili neku drugu tečnost.
- Da biste izbegli pregrevanje, savetujemo vam da, prilikom upotrebe, potpuno odmotate kabl za napajanje i izvadite utikač iz zidne utičnice kada se masažer ne koristi.
- Uvek izvucite utikač iz zidne utičnice kada završite sa korišćenjem, pre čišćenja, kao i kada uređaj ne radi dobro.
- Nemojte vući kabl da biste utikač izvukli iz zidne utičnice, uvek povucite utikač.
- Nikada ne uključujte/isključujte utikač iz utičnice i ne rukujte ovim masažerom ako su Vam ruke vlažne.
- Nikada ne prekrivajte masažer dok radi.
- Ne približavajte masažer oštrim predmetima, kako ne bi došlo do oštećenja.
- Ne koristite ovaj masažer duže od 15 min u kontinuitetu, kako biste sprečili pojavu bola u mišićima prouzrokovanu prekomernom masažom. Preterano korišćenje može dovesti do nelagodnosti i oštećenja kože.
- Prilikom prvog korišćenja, skratite vreme korišćenja i obratite pažnju da li Vam masažer prija, i da li, nakon korišćenja imate nekih promena na koži.
- Ne koristite ovaj masažer u ležećem ili poluležećem položaju, kao ni u toku vožnje. Takođe ga nemojte koristiti pre odlaska na

spavanje, jer deluje stimulišuće i može da odloži san.

- Ne koristite ovaj masažer ukoliko ste imali operaciju na delu tela koji se masira, ako imate crvenilo na koži ili bilo kakvo oštećenje kože.
- Konsultujete lekara pre korišćenja masažera, ukoliko spadate u sledeće kategorije: trudnice, žene u ciklusu, osobe sa osetljivom kožom, bolestima srca, visokim krvnim pritiskom, malignim tumorima, osobe sa cerebrovaskularnim oboljenjima, dijabetičari, ili ste iz nekog drugog razloga pod nadzorom lekara.
- Ovaj masažer ne smeju da koriste deca do 8 godina. Deca od 8 do 12 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenog znanja i iskustva, ne smeju da ga koriste bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost.
- Često proveravajte da li se na uređaju pojavljuju znaci habanja ili oštećenja. Ako postoje takvi znaci ili se uređaj koristio na nepravilan način, konsultujte se sa ovlašćenim servisom pre bilo kakve dalje upotrebe.
- Ne otvarajte sami masažer, kako ne bi došlo do povreda, kao i do oštećenja proizvoda.
- Nemojte koristiti masažer ako vam je telo mokro, vlažno ili znojavo.
- Uvek upotrebljavajte adapter i kabl koji ste dobili uz masažer.

NAPOMENE

- Ovaj proizvod nije profesionalni uređaj, namenjen je samo za pružanje umirujuće masaže, ne može da zameni medicinsko lečenje.

- Pre upotrebe skinite nakit koji bi mogao da utiče na masažu.
- Ukoliko u toku masaže osetite bilo kakvu bol ili nelagodu, odmah prestanite sa masažom.
- Ukoliko u toku masaže primetite da se masažer ponaša neuobičajeno, odmah ga isključite, izvucite utikač iz zidne utičnice i kontaktirajte naš ovlašćeni servis.
- Ovaj masažer ima površine koje greju; osobe osetljive na toplotu treba da obrate posebnu pažnju prilikom njegovog korišćenja.

KORIŠĆENJE

- Priključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu, displej na upravljačkom panelu će kratko da zasvetli.
- Pravilno postavite masažer na stolicu.
- Nađite udoban položaj za sedenje i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
- Odaberite režim i brzinu rada kao i opciju grejanja kako biste prilagodili masažer svojim potrebama i kako biste uživali u masaži.
- Preporučujemo Vam da ovaj masažer ne koristite više od dva puta dnevno.
- Nakon upotrebe, izvucite utikač iz zidne utičnice i odložite masažer na suvo mesto na sobnoj temperaturi.

UPUTSTVO ZA RAD

Dugme za uključivanje/isključivanje

Pritisnite i kratko zadržite ovo dugme, i masažer će početi sa radom. Automatski je aktivirano grejanje i podešena je manja brzina rada masažnih kugli koje se kreću gore-dole celom dužinom leđa.

Pomoću ovog dugmeta možete da regulišete brzinu rada masažnih kugli: kada aktivirate masažer, kratko pritisnite ovo dugme kako biste odabrali brzinu rada koja Vam odgovara. Postoje dva nivoa brzine, brži i sporiji. Automatska brzina po uključanju je sporija, i pored ovog dugmeta će svetleti bela lampica. Kratkim pritiskom ovog dugmeta će se uključiti veća brzina i svetleće crvena lampica. Ponovnim kratkim pritiskom dugmeta, ponovo će se aktivirati manja brzina.

Dugme za režim rada

Lagano pritisnite ovo dugme kako biste izabrali jedan od četiri ponuđena režima rada:

Režim 1: masaža celih leđa (konstantno svetle obe lampice pored ovog dugmeta);

Režim 2: masaža određenog dela leđa (trepere obe lampice pored ovog dugmeta);

Režim 3: masaža gornjeg dela leđa (svetli gornja lampica ovog dugmeta);

Režim 4: masaža donjeg dela leđa (svetli donja lampica ovog dugmeta).

Dugme za grejanje

Laganim pritiskom na ovo dugme možete da deaktivirate grejanje (crvena lampica pored ovog dugmeta neće svetleti) ili da aktivirate grejanje (lampica pored ovog dugmeta će svetleti crveno).

NAPOMENA: Masažer će u kontinuitetu da radi 15 minuta – što je i preporučeno vreme masiranja, a nakon toga će automatski da se isključi. Ako želite da nastavite sa masažom, ponovo ga uključite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre čišćenja skinite uređaj sa napajanja strujom i pustiti ga da se ohladi. Čistiti samo mekanim, blago pokvašenim sunđerom ili krpom. Nikada nemojte dozvoliti da se uređaj nakvasi.
- **OPREZ:** Ne potapajte masažer u vodu niti bilo koju drugu tečnost!
- Za čišćenje ovog proizvoda nikada ne koristiti hemikalije niti abrazivna sredstva za čišćenje, četke, benzin, kerozin, sredstvo za poliranje stakla / nameštaja ili razređivač za farbu.

ODLAGANJE NAKON UPOTREBE

- Nakon svake upotrebe izvucite kabl iz zidne utičnice.
- Ne odlažite masažer blizu podova, zidova ili krovova.
- Ako masažer ne koristite duže vreme, odložite ga u njegovu kutiju ili ga prekrijte tkaninom kako biste ga zaštitili od prašine.

Distributer za Srbiju: Zaječarka d.o.o.; Beograd
Distributer za Crnu Goru: Lupo Home d.o.o.; Podgorica
Distributer za BiH: Lupo Home d.o.o.; Bijeljina

www.lupomarshal.com